

### Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-20

Контейнеры для дезинфекции



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена **10 328 руб.** 9 946 руб.



Под заказ

#### Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

#### Контейнер

для дезинфекции КРОНТ КДС-20

Контейнер КРОНТ КДС-20 — полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий: габаритных хирургических инструментов, наркозо-дыхательной аппаратуры, предметов ухода за больными, лабораторной посуды и др. Используется в кабинетах лечебно-профилактических учреждений, клинических и микробиологических лабораториях, аптеках, а также для дезинфекционной обработки утилизируемых медицинских отходов.

Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований. Ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата, крышка плотно прилегает к ванне, что позволяет сохранять необходимую концентрацию рабочего раствора. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора за счёт большого количества сливных отверстий, отсутствуют острые кромки и места скопления грязи.

Контейнер изготовлен из ударопрочных, нетоксичных и химически стойких полимерных материалов, разрешённых к применению в медицинских изделиях. Выдерживает санитарную обработку любыми дезсредствами и температуру до +65 °C, не окрашивается и не выделяет вредных токсичных соединений. Прочный корпус защищает персонал от порезов и проколов острыми инструментами, обеспечивая безопасную работу при проведении дезинфекции и стерилизации.

### Контейнеры оснащаются

- Карман пластиковый для размещения информации на контейнере.
- Держатель кармана возможность независимого крепления на бортике контейнера с любой стороны; плотно прилегает к бортику, удобен для дезинфекции.
- Комплект бумажных носителей для нанесения служебной информации.

Этот контейнер не градуируется и не комплектуется утопителем.

### Особенности

- Полимерный корпус с перфорированным поддоном и крышкой.
- Эргономичная конструкция крышки и ручек поддона.
- Плотное прилегание крышки, сохранение концентрации раствора.
- Большое количество сливных отверстий, ускоряющих стекание раствора.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Ударопрочные, химически стойкие и нетоксичные материалы.
- Выдерживает температуру до +65 °C.
- Защита персонала от порезов и контакта с токсичными растворами.
- Оснащён пластиковым карманом для информации и держателем кармана.
- Комплект бумажных носителей для служебной информации.

### Технические характеристики



Характеристика	Значение		
Рабочий объём	20 ± 4,0 л		
Внутренние размеры поддона		600 × 270	) × 150 мм
Нагрузка, выдерживаемая поддоном 15 кг			КГ
Срок службы	3 года		
Объём упакованного изделия		0,066 m3	
Температура выдерживания		+65 °C	
Цвет Белый			

# Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-20 предлагает ряд преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий:

- Полимерный корпус с перфорированным поддоном обеспечивает равномерное распределение дезинфицирующего раствора и ускоряет стекание жидкости.
- Эргономичные ручки поддона и крышки удобство захвата и переноски даже при заполненном контейнере.
- Плотное прилегание крышки сохраняет концентрацию рабочего раствора и предотвращает распространение вредных паров.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи облегчает очистку и снижает риск травмирования персонала.
- $\bullet$  Выдерживает температуру до +65 °C совместим с различными режимами стерилизации и дезинфекции.
- ullet Ударопрочный, нетоксичный и химически стойкий материал долговечность и безопасность при контакте с дезсредствами.
- Прочный корпус защищает персонал от порезов и проколов острыми инструментами.
- Оснащён пластиковым карманом для служебной информации и держателем кармана упрощает маркировку и контроль.
- Комплект бумажных носителей для нанесения информации готовность к использованию без дополнительных приспособлений.
- Обеспечивает безопасность работы медицинского персонала минимизация контакта с токсичными растворами.

Контейнер КРОНТ КДС-20 является практичным и безопасным решением для клиник, лабораторий, аптек и учреждений, где требуется эффективная дезинфекция и стерилизация медицинских изделий.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:	
Бренд	КРОНТ	
Страна бренда	Россия	
Отрасли	Для отделения стерилизации	
Габариты, мм	760 × 460 × 190	
Вес, кг	5.5	
Страна производства	Россия	

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.