

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-3

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница
752 руб.

Оптовая цена
724 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-3

Контейнер КРОНТ КДС-3 – полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического и гинекологического инструмента. Контейнер позволяет полностью погружать легковсплываемые изделия благодаря комплектуемому утопителю.

Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований, ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата. Плотное прилегание крышки сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора, а большое количество сливных отверстий обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора. Контейнер изготавливается из ударопрочных, нетоксичных и химически стойких полимерных материалов, устойчивых к длительному воздействию высоких температур и автоклавированию при 134 °С, и допускает обработку любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.

Использование контейнера обеспечивает безопасность работы медицинского персонала, предотвращает контакт с токсичными растворами и распространение вредных паров, а прочный корпус защищает от порезов и проколов острым инструментом.

Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-3 удобно размещается на [Тележке для размещения контейнеров КРОНТ TK-01](#), что обеспечивает стабильность, компактность и быстрый доступ к контейнерам при проведении предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских инструментов.

Особенности

- Полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой.
- Комплектуется утопителем для полного погружения легковсплываемых изделий.
- Эргономичная форма крышки и ручек поддона для удобного захвата.
- Плотное прилегание крышки сохраняет концентрацию рабочего раствора.
- Множество сливных отверстий для ускоренного стекания раствора.
- Нет острых кромок и мест скопления грязи.
- Градуировка на боковой поверхности поддона (1, 2 и 3 л).
- Изготовлен из химически стойкого и нетоксичного полимера, устойчивого к автоклавированию до 134 °С.
- Защищает персонал от контакта с токсичными растворами и от повреждений острым инструментом.
- Допускает обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|----------------------------|-------------------|
| Рабочий объём | 3 ± 0,4 л |
| Внутренние размеры поддона | 240 × 110 × 90 мм |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Нагрузка на перфорированный поддон | 1,8 кг |
| Цвет | Голубой / Белый |
| Материал | Ударопрочный, химически стойкий полимер |
| Обработка | Любые разрешённые дезинфицирующие средства |
| Автоклавирование | до 134 °С |
| Срок службы | 3 года |

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-3 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной дезинфекции и стерилизации медицинских изделий:

- Прочный и химически стойкий корпус – защищает от порезов и повреждений острым инструментом.
- Плотная прилегающая крышка – предотвращает распространение токсичных паров и сохраняет концентрацию рабочего раствора.
- Перфорированный поддон с утеплителем – обеспечивает полное погружение изделий в раствор.
- Эргономичная форма крышки и ручек – удобство захвата и безопасное использование персоналом.
- Множество сливных отверстий – ускоряет стекание дезинфицирующего раствора и упрощает очистку.
- Градуировка объёма на поддоне – облегчает точное дозирование раствора без дополнительных измерений.
- Совместимость с автоклавированием до 134 °С – возможность стерилизации в различных режимах без повреждения контейнера.
- Долговечность и надёжность – срок службы не менее 3 лет, гарантийный срок 1,5 года.
- Применимость в любых медицинских и лабораторных условиях – лечебно-профилактические учреждения, лаборатории, аптеки, обработка медицинских отходов.
- Комплектуется держателем и карманом для документации – упрощает организацию информации и маркировку контейнера.

Контейнер КРОНТ КДС-3 обеспечивает безопасность персонала, удобство работы и надёжность обработки медицинских изделий, повышая эффективность дезинфекционных и стерилизационных процедур.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------|----------------------------|
| Бренд | КРОНТ |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Для отделения стерилизации |
| Габариты, мм | 370 × 185 × 120 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.