

## Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-3

Контейнеры для дезинфекции



**Ваша цена**

Розница  
**752 руб.**

Оптовая цена  
**724 руб.**



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

### Описание

#### Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-3

Контейнер КРОНТ КДС-3 — полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, предназначенный для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого хирургического и гинекологического инструмента. Контейнер позволяет полностью погружать легкоплавящиеся изделия благодаря комплектуемому утопителю.

Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований, ручки поддона и крышки имеют удобную форму для захвата. Плотное прилегание крышки сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора, а большое количество сливных отверстий обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора. Контейнер изготавливается из ударопрочных, нетоксичных и химически стойких полимерных материалов, устойчивых к длительному воздействию высоких температур и автоклавированию при 134 °С, и допускает обработку любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами.

Использование контейнера обеспечивает безопасность работы медицинского персонала, предотвращает контакт с токсичными растворами и распространение вредных паров, а прочный корпус защищает от порезов и проколов острым инструментом.

Контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-3 удобно размещается на [Тележке для размещения контейнеров КРОНТ&nbsp;ТК-01](#), что обеспечивает стабильность, компактность и быстрый доступ к контейнерам при проведении предстерилизационной очистки и химической дезинфекции медицинских инструментов.

#### Особенности

- Полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой.
- Комплектуется утопителем для полного погружения легкоплавящихся изделий.
- Эргономичная форма крышки и ручек поддона для удобного захвата.
- Плотное прилегание крышки сохраняет концентрацию рабочего раствора.
- Множество сливных отверстий для ускоренного стекания раствора.
- Нет острых кромок и мест скопления грязи.
- Градуировка на боковой поверхности поддона (1, 2 и 3 л).
- Изготовлен из химически стойкого и нетоксичного полимера, устойчивого к автоклавированию до 134 °С.
- Защищает персонал от контакта с токсичными растворами и от повреждений острым инструментом.
- Допускает обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

#### Технические характеристики

| Характеристика                     | Значение          |
|------------------------------------|-------------------|
| Рабочий объём                      | 3 ± 0,4 л         |
| Внутренние размеры поддона         | 240 × 110 × 90 мм |
| Нагрузка на перфорированный поддон | 1,8 кг            |
| Цвет                               | Голубой / Белый   |

|                  |  |
|------------------|--|
| Материал         | Ударопрочный, химически стойкий полимер    |
| Обработка        | Любые разрешённые дезинфицирующие средства |
| Автоклавирование | до 134 °С                                  |
| Срок службы      | 3 года                                     |

## Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-3 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной дезинфекции и стерилизации медицинских изделий:

- Прочный и химически стойкий корпус — защищает от порезов и повреждений острым инструментом.
- Плотно прилегающая крышка — предотвращает распространение токсичных паров и сохраняет концентрацию рабочего раствора.
- Перфорированный поддон с утопителем — обеспечивает полное погружение изделий в раствор.
- Эргономичная форма крышки и ручек — удобство захвата и безопасное использование персоналом.
- Множество сливных отверстий — ускоряет стекание дезинфицирующего раствора и упрощает очистку.
- Градуировка объёма на поддоне — облегчает точное дозирование раствора без дополнительных измерений.
- Совместимость с автоклавированием до 134 °С — возможность стерилизации в различных режимах без повреждения контейнера.
- Долговечность и надёжность — срок службы не менее 3 лет, гарантийный срок 1,5 года.
- Применимость в любых медицинских и лабораторных условиях — лечебно-профилактические учреждения, лаборатории, аптеки, обработка медицинских отходов.
- Комплектуется держателем и карманом для документации — упрощает организацию информации и маркировку контейнера.

Контейнер КРОНТ КДС-3 обеспечивает безопасность персонала, удобство работы и надёжность обработки медицинских изделий, повышая эффективность дезинфекционных и стерилизационных процедур.

## Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:   |
|----------------------------|---|
| <b>Бренд</b>               | КРОНТ   |
| <b>Страна бренда</b>       | Россия  |
| <b>Отрасли</b>             | Для отделения стерилизации  |
| <b>Ссылка на документы</b> | <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034190.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034190.pdf</a> |
| <b>Габариты, мм</b>        | 370 × 185 × 120   |
| <b>Вес, кг</b>             | 0.8   |
| <b>Страна производства</b> | Россия  |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.