

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35 с боковым сливом

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница
15 309 руб.

Оптовая цена
14 742 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Ёмкость-контейнер

для дезинфекции КРОНТ КДС-35 с боковым сливом

КРОНТ КДС-35 — полимерный контейнер с перфорированным поддоном и крышкой, оснащённый боковым сливом. Предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий: габаритных хирургических инструментов, наркозо-дыхательной аппаратуры, предметов ухода за больными, лабораторной посуды и утилизируемых медицинских отходов. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях, клинических и микробиологических лабораториях, а также в аптеках.

Форма и размер крышки соответствуют эргономическим требованиям, ручки крышки и поддона удобны для захвата. Конструкция контейнера обеспечивает плотное прилегание крышки и сохранение необходимой концентрации рабочего раствора. Система бокового слива и перфорированный поддон ускоряют стекание раствора и упрощают обработку. Контейнер выполнен из ударопрочного, нетоксичного, химически стойкого полимерного материала, разрешённого к применению в медицинских изделиях, выдерживает воздействие температур до +65 °С и любых разрешённых дезинфицирующих средств.

Использование контейнера повышает безопасность работы медицинского персонала: исключает контакт с дезрастворами, предотвращает распространение вредных паров и обеспечивает защиту от порезов и проколов острыми инструментами.

Оснащение

- Пластиковый карман для размещения информации на контейнере.
- Держатель кармана — независимое крепление на бортике с любой стороны, плотно прилегает, удобен для дезинфекции.
- Комплект бумажных носителей для служебной информации.

Этот контейнер не градуируется и не комплектуется утепителем.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|--------------------|
| Рабочий объём | 35 ± 7 л |
| Внутренние размеры поддона | 680 × 320 × 190 мм |
| Нагрузка на перфорированный поддон | 15,0 кг |
| Температурная стойкость | до +65 °С |
| Срок службы | не менее 3 лет |

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-35 с боковым сливом для дезинфекции и стерилизации медицинских

инструментов обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для медицинских учреждений:

- Удобство слива раствора — боковой слив позволяет удалять дезинфицирующий раствор, не открывая крышку и не вынимая корзину с инструментами, что минимизирует контакт с химикатами.
- Безопасность для персонала — конструкция исключает прямой контакт рук с агрессивными химическими растворами и потенциально инфицированным материалом.
- Долговечность и химическая стойкость — изготовлен из ударопрочного, химически стойкого полимерного материала, что гарантирует длительный срок службы.
- Плотное прилегание крышки — предотвращает распространение вредных испарений, обеспечивая безопасность воздушной среды в помещении.
- Лёгкость в уходе и очистке — гладкие поверхности контейнера упрощают его санитарную обработку.
- Оптимальный объём — 3,5 литра идеально подходят для обработки среднего количества инструментов в стоматологических, косметологических и процедурных кабинетах.
- Соответствие санитарным нормам — разработан с учётом требований, предъявляемых к изделиям медицинского назначения для дезинфекции и стерилизации.
- Универсальность применения — подходит для обработки широкого спектра медицинских инструментов, включая хирургические, стоматологические и косметологические.

Является практичным и безопасным решением для организации процессов дезинфекции и предстерилизационной очистки, повышая эффективность работы и защищая здоровье медицинского персонала.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бренд | КРОНТ |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Для отделения стерилизации |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000033634.pdf |
| Габариты, мм | 880 × 475 × 240 |
| Вес, кг | 7 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.