

## Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35 с нижним сливом, с тележкой ТБ-01-КРОНТ

Контейнеры для дезинфекции



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена 23 815 руб. 22 933 руб.



Под заказ

#### Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

#### Ёмкость-контейнер

для дезинфекции КРОНТ КДС-35 с нижним сливом, с тележкой ТБ-01-КРОНТ

Контейнер КРОНТ КДС–35 с нижним сливом и тележкой ТБ–01–КРОНТ предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, включая габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательную аппаратуру, предметы ухода за больными и лабораторную посуду. Контейнер оснащён перфорированным поддоном и крышкой, обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора, а также защищает персонал от контакта с дезинфицирующими средствами.

Конструкция контейнера выполнена из ударопрочного, нетоксичного и химически стойкого полимерного материала, устойчивого к воздействию температур до +65 °C и различных дезсредств. Эргономичная форма крышки и ручек поддона обеспечивает удобство захвата и плотное прилегание крышки, что сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора. Тележка ТБ-01 оснащена четырьмя поворотными колёсами Ø100 мм с резиновым ободом и пластиковыми амортизирующими отбойниками, два из которых с тормозами для надёжной фиксации на месте использования.

### Особенности

- Полимерный корпус с перфорированным поддоном и крышкой.
- Эргономичные ручки крышки и поддона для удобного захвата.
- Нижний слив для безопасного удаления раствора.
- Прочный и химически стойкий материал, устойчивый к санитарной обработке и окрашиванию.
- Тележка с четырьмя поворотными колёсами Ø100 мм и тормозами для фиксации.
- Ускоренное и полное стекание раствора за счёт формы и количества сливных отверстий.
- Защита персонала от токсичности и механических повреждений.
- Температурная устойчивость до +65 °C.
- Компактность и удобство транспортировки внутри медицинских помещений.

Этот контейнер не градуируется и не комплектуется утопителем.

# Технические характеристики

Значение			
ейнера	35 ± 7 л		
Внутренние размеры перфорированного под			680 × 320 × 190 мм
Габаритные размеры поддона (Д × Ш × В), мм			880 × 475 × 240
Рабочая поверхность нижнего поддона тележ		ки	770 × 400 × 13 мм
не боле	е 7 кг		
не более 15	кг		
Нагрузка на перфорированный поддон		15 кг	
е менее 3 ле	T.	-	
	ейнера перфориро поддона (Д ь нижнего по не более не более 15	ейнера 35 ± 7 л перфорированного поды поддона (Д × Ш × В), мм ь нижнего поддона тележ не более 7 кг не более 15 кг	ейнера 35 ± 7 л перфорированного поддона поддона (Д × Ш × В), мм нижнего поддона тележки не более 7 кг не более 15 кг прованный поддон 15 кг



## Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС–35 с нижним сливом и тележкой ТБ–01–КРОНТ предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий:

- Прочный и химически стойкий полимерный корпус исключает повреждения и окрашивание растворами.
- Эргономичная форма крышки и поддона удобство захвата и плотное прилегание, обеспечивающее сохранение концентрации рабочего раствора.
- Нижний слив облегчает безопасное удаление раствора без контакта с руками и проливов.
- Тележка ТБ-01-КРОНТ с поворотными колёсами и тормозами обеспечивает лёгкую подвижность, удобство перемещения контейнера и надёжную фиксацию на месте использования.
- Перфорированный поддон ускоряет и обеспечивает полное стекание раствора, минимизируя остатки жидкости.
- Защита персонала предотвращает контакт с токсичными средствами и риск травм острыми инструментами.
- Стерильность и чистота обеспечивает безопасную обработку медицинских изделий без риска контаминации.
- Устойчивость к температуре до +65 °C совместимость с разными режимами обработки, включая паровую стерилизацию.
- Простота очистки и дезинфекции отсутствие острых кромок и труднодоступных мест для скопления загрязнений.
- Компактность и надёжность конструкции оптимальное использование рабочего пространства в медицинских кабинетах и лабораториях.

Контейнер КРОНТ КДС-35 с нижним сливом и тележкой ТБ-01-КРОНТ обеспечивает мобильность, безопасность, эффективность и удобство при работе медицинского персонала, гарантируя качество предстерилизационной обработки и дезинфекции медицинских изделий.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	925 × 525 × 980
Вес, кг	22
Габариты в упаковке, мм	1 020 × 170 × 500
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.