

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35 с нижним сливом, с тележкой ТБ-01-КРОНТ

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница
28 553 руб.

Оптовая цена
27 495 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Ёмкость-контейнер

для дезинфекции КРОНТ КДС-35 с нижним сливом, с тележкой ТБ-01-КРОНТ

Контейнер КРОНТ КДС-35 с нижним сливом и тележкой ТБ-01-КРОНТ предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, включая габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательную аппаратуру, предметы ухода за больными и лабораторную посуду. Контейнер оснащён перфорированным поддоном и крышкой, обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора, а также защищает персонал от контакта с дезинфицирующими средствами.

Конструкция контейнера выполнена из ударопрочного, нетоксичного и химически стойкого полимерного материала, устойчивого к воздействию температур до +65 °С и различных дезсредств. Эргономичная форма крышки и ручек поддона обеспечивает удобство захвата и плотное прилегание крышки, что сохраняет необходимую концентрацию рабочего раствора. Тележка ТБ-01 оснащена четырьмя поворотными колёсами Ø100 мм с резиновым ободом и пластиковыми амортизирующими отбойниками, два из которых с тормозами для надёжной фиксации на месте использования.

Особенности

- Полимерный корпус с перфорированным поддоном и крышкой.
- Эргономичные ручки крышки и поддона для удобного захвата.
- Нижний слив для безопасного удаления раствора.
- Прочный и химически стойкий материал, устойчивый к санитарной обработке и окрашиванию.
- Тележка с четырьмя поворотными колёсами Ø100 мм и тормозами для фиксации.
- Ускоренное и полное стекание раствора за счёт формы и количества сливных отверстий.
- Защита персонала от токсичности и механических повреждений.
- Температурная устойчивость до +65 °С.
- Компактность и удобство транспортировки внутри медицинских помещений.

Этот контейнер не градуируется и не комплектуется утеплителем.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Рабочий объём контейнера	35 ± 7 л
Внутренние размеры перфорированного поддона	680 × 320 × 190 мм
Габаритные размеры поддона (Д × Ш × В), мм	880 × 475 × 240
Рабочая поверхность нижнего поддона тележки	770 × 400 × 13 мм
Масса контейнера	не более 7 кг
Масса тележки	не более 15 кг
Нагрузка на перфорированный поддон	15 кг
Срок службы	не менее 3 лет
Температура выдержки	+65 °С

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-35 с нижним сливом и тележкой ТБ-01-КРОНТ предлагает множество преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий:

- Прочный и химически стойкий полимерный корпус — исключает повреждения и окрашивание растворами.
- Эргономичная форма крышки и поддона — удобство захвата и плотное прилегание, обеспечивающее сохранение концентрации рабочего раствора.
- Нижний слив — облегчает безопасное удаление раствора без контакта с руками и проливам.
- Тележка ТБ-01-КРОНТ с поворотными колёсами и тормозами — обеспечивает лёгкую подвижность, удобство перемещения контейнера и надёжную фиксацию на месте использования.
- Перфорированный поддон — ускоряет и обеспечивает полное стекание раствора, минимизируя остатки жидкости.
- Защита персонала — предотвращает контакт с токсичными средствами и риск травм острыми инструментами.
- Стерильность и чистота — обеспечивает безопасную обработку медицинских изделий без риска контаминации.
- Устойчивость к температуре до +65 °С — совместимость с разными режимами обработки, включая паровую стерилизацию.
- Простота очистки и дезинфекции — отсутствие острых кромок и труднодоступных мест для скопления загрязнений.
- Компактность и надёжность конструкции — оптимальное использование рабочего пространства в медицинских кабинетах и лабораториях.

Контейнер КРОНТ КДС-35 с нижним сливом и тележкой ТБ-01-КРОНТ обеспечивает мобильность, безопасность, эффективность и удобство при работе медицинского персонала, гарантируя качество предстерилизационной обработки и дезинфекции медицинских изделий.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010005646.pdf
Габариты, мм	925 × 525 × 980
Вес, кг	22
Габариты в упаковке, мм	1 020 × 170 × 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.