

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница Оптовая цена **11 908 руб. 11 467 руб.**



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Емкость-контейнер КРОНТ КДС-35 без слива предназначена для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий, включая габаритные хирургические инструменты, наркозо-дыхательную аппаратуру, лабораторную посуду и предметы ухода за больными. Контейнер широко используется в лечебно-профилактических учреждениях, клинических и микробиологических лабораториях, аптеках, а также для дезинфекционной обработки медицинских отходов.

Корпус выполнен из ударопрочного, нетоксичного и химически стойкого полимера, разрешённого для применения в медицинских изделиях. Конструкция обеспечивает ускоренное и полное стекание раствора благодаря большому количеству и специальной форме сливных отверстий перфорированного поддона. Эргономичные ручки крышки и поддона удобны для захвата и обработки. Крышка плотно прилегает, предотвращая испарение и распространение вредных паров, что повышает безопасность медицинского персонала.

Материал контейнера устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и температуре до +65 °C, не окрашивается растворами и не выделяет токсичных соединений. Контейнер защищает от порезов и проколов острым инструментарием, повышая уровень безопасности в медицинской практике.

```
</div>
 </div>
</div>
<div class="content_row content_row-box--side-left-medium">
 <div class="content col">
  <div class="content-area">
   <h4>Oснащение</h4>
  </div>
 </div>
 <div class="content__col">
  <div class="content-area">
   ul>
    Карман пластиковый для размещения служебной информации.
    Держатель кармана с возможностью крепления на бортике контейнера с любой стороны.
    Комплект бумажных носителей для маркировки.
   Этот контейнер не градуируется и не комплектуется
утопителем.</р>
  </div>
 </div>
</div>
<div class="content row content row-box--side-left-medium">
```



```
<div class="content__col">
 <div class="content-area">
  <h4>Технические характеристики</h4>
 </div>
</div>
<div class="content__col">
 <div class="content-area">
  Xарактеристика
   3начение
   Pабочий объём
   35 ± 7 л
   Bнутренние размеры поддона
   680 × 320 × 190 mm
   Hагрузка на перфорированный поддон
   15,0 κг
   Mаксимальная температура эксплуатации
   +65 °C
   Cрок службы
   не менее 3 лет
   </div>
</div>
</div>
```

<meta name="keywords" content="ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35, контейнер для дезинфекции, контейнер для стерилизации, контейнер без слива, медицинская ёмкость КРОНТ, дезинфекционный контейнер">

<meta name="description" content="Ёмкость-контейнер КРОНТ КДС-35 без слива для дезинфекции и стерилизации медицинских изделий. Полимерный корпус, перфорированный поддон, удобная крышка, объём 35 л, срок службы не менее 3 лет.">

<meta name="title" content="Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-35 без слива — купить, характеристики, назначение">

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-35 обладает рядом преимуществ, которые делают его удобным и надёжным решением для стерилизации и хранения инструментов:

- ullet Изготовлен из высококачественных медицинских сплавов устойчив к многократным циклам стерилизации.
- Коррозионная стойкость сохраняет эксплуатационные свойства даже при длительном использовании.
- Оптимальные размеры подходит для большинства стерилизаторов и удобен в обращении.
- Перфорированная крышка и корпус обеспечивают равномерную подачу стерилизующего агента.
 Надёжная система фиксации крышки предотвращает случайное открывание во время
- надежная система фиксации крышки предотвращает случаиное открывание во время транспортировки и хранения.
- Карман для маркировки и комплект бумажных носителей удобство идентификации содержимого.
- Универсальность применения подходит для использования в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях и ветеринарных клиниках.
- Удобство дезинфекции конструкция позволяет легко и качественно обрабатывать контейнер после каждого цикла.

Контейнер обеспечивает безопасность, гигиеничность и удобство при стерилизации и хранении медицинских инструментов.

Характеристики



Параметр:



Показатель:

Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Габариты, мм	880 × 475 × 240
Вес, кг	7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.