

Ёмкость-контейнер для дезинфекции КРОНТ КДС-0,2

Контейнеры для дезинфекции



Ваша цена

Розница
385 руб.

Оптовая цена
371 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Контейнер

для дезинфекции КРОНТ КДС-0,2

Контейнер КРОНТ КДС-0,2 предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мелких медицинских изделий, таких как стоматологические боры, хирургические инструменты, клапаны, заглушки эндоскопов, загубники и другие предметы.

Контейнер представляет собой ванну с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон. Форма и размер крышки разработаны с учётом эргономических требований. Ручка поддона и крышка имеют удобные формы для захвата. Конструкция обеспечивает лёгкое закрытие крышки, плотное прилегание и сохранение концентрации рабочего раствора. Сливные отверстия ускоряют стекание раствора. Отсутствуют острые кромки и места скопления грязи.

Изготавливается из ударопрочных, нетоксичных и химически стойких полимерных материалов, разрешённых для медицинских изделий. Контейнер выдерживает автоклавирование до 134 °С и санитарную обработку любыми дезинфицирующими средствами, не окрашивается и не выделяет токсичных соединений.

Использование контейнера обеспечивает безопасность работы персонала, предотвращает контакт с вредными растворами и распространение паров. Прочный корпус защищает от порезов и проколов острым инструментарием.

Этот контейнер не комплектуется утеплителем.

Особенности

- Предстерилизационная очистка, химическая дезинфекция и стерилизация мелких медицинских изделий.
- Ванна с крышкой и перфорированным поддоном.
- Эргономичная крышка и ручка поддона.
- Плотное прилегание крышки, сохранение концентрации раствора.
- Быстрое стекание раствора через сливные отверстия.
- Отсутствие острых кромок и мест скопления грязи.
- Градуировка объёма на поддоне в мл.
- Прочный и химически стойкий полимерный материал.
- Выдерживает автоклавирование до 134 °С.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Рабочий объём	0,2 ± 0,05 л	
Внутренние размеры поддона (Диаметр × В)		Ø55 × 52 мм
Нагрузка на поддон	0,25 кг	
Срок службы	3 года	
Гарантийный срок	1,5 года со дня реализации	
Материал	Ударопрочный, химически стойкий полимер	

Цвет	Белый
Обработка	Любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами
Автоклавирование	Максимальная температура 134 °C

Преимущества

Контейнер КРОНТ КДС-0,2 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом для безопасной и эффективной дезинфекции и стерилизации мелких медицинских изделий:

- Высокая химическая стойкость и прочность — обеспечивает долговечность и безопасность при работе с дезсредствами.
- Эргономичная крышка и ручка — удобство захвата и использования.
- Перфорированный поддон — позволяет проводить химическую дезинфекцию без контакта с рабочими растворами.
- Плотное прилегание крышки — предотвращает распространение вредных паров и распыливание растворов.
- Прозрачность и градуировка поддона в мл — удобен для контроля объёма раствора.
- Ударопрочный и нетоксичный полимер — защищает от повреждений и не выделяет вредных веществ при контакте с дезсредствами.
- Выдерживает автоклавирование до 134 °C — совместим с различными режимами стерилизации.
- Лёгкий вес и компактные размеры — удобство хранения и транспортировки в медицинских кабинетах и лабораториях.
- Многоцелевое использование — подходит для стоматологических, хирургических инструментов, заглушек эндоскопов и загубников.
- Простота очистки и ухода — минимизирует риск скопления загрязнений и повышает гигиеничность процесса.

Контейнер КРОНТ КДС-0,2 является эффективным и безопасным решением для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мелких медицинских изделий в клинической практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000074622.pdf
Габариты, мм	Ø96 × 72
Вес, кг	0.11
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.