

Ювелирные весы OHAUS Scout SJX323/E

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30272149

Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: ювелирные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 64
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

Описание

Портативные весы OHAUS Scout SJX323/E

Портативные весы класса точности II для торговых операций идеальны для взвешивания ювелирных изделий.

Эффективная защита от перегрузки, большой дисплей с подсветкой, короткое время стабилизации, различные единицы измерения, режимы взвешивания и возможности подключения делают эти небольшие весы очень удобными в работе.

Широкие возможности подключения облегчают регистрацию и передачу данных. Весы могут быть оснащены вспомогательным дисплеем.

Точность весов обеспечивает функция ручной внутренней калибровки в соответствии с требованиями класса точности II с сертификацией для торговых операций.

Передовая технология взвешивания гарантирует высокую надёжность и воспроизводимость результатов взвешивания.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № 64467-16. Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для модели с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Scout SJX323/E

- Индикатор стабильности показаний.
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Совок для модели с НПВ 64 г.
- Калибровочные гири (только для модели SJX/E с НПВ 64 г).

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| Артикул | 30272149 |
| Бренд | OHAUS |
| Страна бренда | США |
| Тип весов | ювелирные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 64 |
| Дискретность, г | 0,001 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,02 |
| Воспроизводимость (СКО), г | 0,002 |
| Линейность, ± г | 0,003 |
| Калибровка | внешняя |
| Гиря | 30, 60 г |
| Класс точности | Высокий (II) |
| Размер платформы, мм | 93 |
| Интерфейс | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| Время стабилизации, с | 1,5 |
| Габариты, мм | 202×222×103 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.