

Аппарат коротковолновой терапии IBRAMED Thermopulse Compact

УВЧ и коротковолновая терапия



Ваша цена

Розница

260 926 руб.

Оптовая цена

253 051 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Частота колебаний, МГц: 27,12
- Режим работы: непрерывный
- Максимальная выходная мощность, Вт: 100

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/10919 от 05.12.2019

Описание

Аппарат коротковолновой терапии IBRAMED Thermopulse Compact

IBRAMED Thermopulse Compact — это электротерапевтический аппарат коротковолновой терапии (диатермии), который генерирует радиочастотную энергию (высокая частота 27,12 МГц) в виде электромагнитного излучения, применяемого для лечения различных медицинских патологий.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/10919 от 05.12.2019.

Принцип работы аппарата заключается в воздействии электромагнитной энергии на ткани тела. Он состоит из генерирующей синусоидной цепи, которая создаёт ток с частотой 27,12 МГц, и резонансного контура, который может быть настроен на ту же частоту. Thermopulse Compact генерирует электрическое и магнитное поля колебательного тока высокой частоты с переменными полями, которые оказывают физиологическое воздействие и производят благоприятный терапевтический эффект.

Используемая высокочастотная электромагнитная энергия преобразуется в тепловую энергию в форме индуцирующих токов, циркулирующих в отдельной ткани. Тепловое воздействие коротковолновой диатермии помогает процессу заживления, генерируя тепло глубоко в ткани, в результате чего достигаются множественные благоприятные эффекты.

Прибор Thermopulse Compact даёт коротковолновое излучение только в непрерывном режиме. Интенсивность тока, необходимого для лечения, зависит от ощущений пациента. Таким образом, интенсивность должна производиться от быстро ощущаемого нагревания участка ткани до небольшого ощущаемого или почти неощущаемого нагревания.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

IBRAMED

Страна бренда

Бразилия

Отрасли	Реабилитация
Частота колебаний, МГц	27,12
Режим работы	непрерывный
Максимальная выходная мощность, Вт	100
Габариты, мм	340x325x870
Вес, кг	30
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	500
Страна производства	Бразилия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.