

Аппарат Ротта TAGLER АРП

Проекторы знаков, проверка зрения



Ваша цена

Розница
5 800 руб.

Оптовая цена
5 568 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Аппарат Ротта TAGLER

☒☒☒ Осветитель таблиц (аппарат Ротта) предназначен для определения остроты зрения, визуса и подбора очков методом субъективной пробы. ☒☒☒

☒☒☒ Прибор не имеет РУ и может использоваться в учебных заведениях для изучения работы, в лабораториях, для бытовых целей.

☒☒☒ Осветитель таблиц российского производства выполнен в пластиковом корпусе, внутренний периметр которого, снабжен зеркальные отражатели. Внутри, на задней стенке корпуса закрепляются таблицы для проверки остроты зрения. Источник света - линейный светильник с трубчатой лампой дневного света. ☒☒☒

☒☒☒ Освещённость в центре таблицы: не менее – 700 лк. ☒☒☒

Комплектация ☒☒☒

- Корпус – 1 шт.
- Светильник с люминесцентной лампой – 1 шт.
- Таблица Головина-Сивцева (кольца Ландольта) – 1 шт.
- Таблица Головина-Сивцева (буквы) – 1 шт.
- Таблица Ш-типа – 1 шт.
- Таблица Орлова-Сивцева (детская) – 1 шт.
- Таблица для проверки остроты зрения вблизи – 1 шт.
- Указка пластиковая – 1 шт.
- Оклюдер – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Габариты, мм	625x520x90

Вес, кг 3

Страна производства Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.