

## Фармацевтический холодильник Haier HYC-1378

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. HYC-1378



- Тип холодильника: для вакцин, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °C: 2-8
- Общий объём, л: 1378
- Объём холодильной камеры, л: 1378

Товар участвует в акциях:

- Новинка

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2012/13357 от 16.11.2023**

### Описание

#### Холодильник фармацевтический Haier HYC-1378

Управление температурой осуществляется микропроцессором, наличие большого цифрового дисплея облегчает считывание показаний. Система принудительного воздушного охлаждения с оптимизированной системой распределения воздуха, обеспечивает максимальную однородности температуры в холодильной камере. Оптимизированная конструкция системы охлаждения обеспечивает эффективное охлаждение и быстрое восстановление температурного режима в холодильной камере.

При отклонении рабочей температуры от заданной, и при неисправности датчика система подаёт звуковой и световой сигналы. Предусмотрена возможность принудительного отключения звуковой сигнализации. Система аварийного оповещения срабатывает в случае сбоев работы холодильника: из-за излишне высокой или низкой температуры, погрешностей работы датчиков, открытой дверцы, неполадок электропитания, низком заряде батареи. С целью обеспечения безопасности и долговечности, для работы вентилятора, компрессора и системы охлаждения используются высокотехнологичные электродвигатели, не требующие специального обслуживания.

Регулируемые по высоте полки облегчают размещение фармацевтических препаратов с различными размерами упаковки. Наличие замка исключает возможность несанкционированного доступа. Большой дисплей облегчает считывание рабочих параметров. Пенополиуретановая изоляция и дверь с встроенным стеклопакетом обеспечивают надёжную термоизоляцию. Имеется подсветка холодильной камеры.

Имеется встроенный резервный аккумулятор. Резервный аккумулятор не обеспечивает работу холодильника, он необходим для сохранения настроек работы холодильника во время перебоев с электричеством. При отключении электричества система управления работает в автономном режиме до 72 часов. Широкий диапазон напряжения позволяет работать в местах с нестабильным электропитанием. Благодаря роликам с фиксаторами холодильник без усилий можно перемещать с места на место.

### Преимущества

#### Преимущества Haier HYC-1378

- Высокая эффективность компрессора.
- Система принудительного воздушного охлаждения.
- Оптимизированная система распределения воздуха.
- Микропроцессорное управление.
- Цифровой дисплей.
- Звуковые и световые сигналы.
- Дистанционная сигнализация.
- Система аварийного оповещения.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Резервный аккумулятор.
- Термоизоляция.
- Дверной замок.

- Подсветка холодильной камеры.

## Характеристики

| Параметр:                      | Показатель:                      |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Артикул                        | НУС-1378                         |
| Бренд                          | Haier Biomedical                 |
| Страна бренда                  | Китай                            |
| Отрасли                        | Здравохранение                   |
| Тип холодильника               | для вакцин, фармацевтический     |
| Температура в холодильнике, °C | 2-8                              |
| Общий объём, л                 | 1378                             |
| Объём холодильной камеры, л    | 1378                             |
| Хладагент                      | без содержания хлорфторуглеродов |
| Габариты, мм                   | 1440×925×1980                    |
| Вес, кг                        | 310                              |
| Электропитание, В              | 220-240                          |
| Потребляемая мощность, Вт      | 800                              |
| Страна производства            | Китай                            |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.