

Фармацевтический холодильник с морозильной камерой Haier HYCD-282

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. HYCD-282



- Тип холодильника: для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
- Температура в холодильнике, °C: 2-8
- Температура в морозильной камере, °C: -20...-40
- Общий объем, л: 282
- Объем холодильной камеры, л: 185
- Объем морозильной камеры, л: 97

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Haier
Biomedical

Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2012/13346 от 16.11.2023

Описание

Холодильник фармацевтический с морозильной камерой Haier HYCD-282

Двухкамерная модель представляет собой сочетание фармацевтического холодильника с морозильной камерой. Управление температурой осуществляется микропроцессором. Воздушная система охлаждения обеспечивает равномерность температуры внутри холодильника. Независимые индикаторные панели для холодильной и морозильной секций. Модель с двойным компрессором. Дополнительный компрессор обеспечивает повышение скорости функции замораживания. В конструкции используются высокотехнологичные компрессоры Danfoss и система вентиляторов EBM.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Усовершенствованная система изоляции с двойными уплотнениями предотвращает потери холода. Встроенный аккумулятор позволяет обеспечивать работу сигнализации в течение 72 часов. Возможна установка замка для ограничения от несанкционированного доступа. Предусмотрена автоматическая запись температурных параметров и их передача через USB-порт.

Холодильная и морозильная камеры выполнены из нержавеющей стали, которая устойчива к механическим воздействиям и позволяет облегчить очистку камер и предотвратить образование коррозии. Ролики для удобства перемещения холодильника по помещению.

Преимущества

Преимущества Haier HYCD-282

- Двойной компрессор.
- Система охлаждения.
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали.
- Двойной дисплей для отображения температуры в холодильной и морозильной камерах.
- Микропроцессорное управление.
- Звуковые и световые сигналы.
- Встроенный аккумулятор.
- USB-порт.
- Автоматическая запись температурных параметров.
- Дверной замок.
- Система самоизоляции.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	HYCD-282
Бренд	Haier Biomedical
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравохранение
Тип холодильника	для вакцин, для крови, комбинированный, фармацевтический
Температура в холодильнике, °C	2-8
Температура в морозильной камере, °C	-20...-40
Общий объём, л	282
Объём холодильной камеры, л	185
Объём морозильной камеры, л	97
Хладагент	без содержания хлорфторуглеродов
Габариты, мм	736×660×1810
Вес, кг	145
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	400

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.