

Инкубатор Hettich HettCube 200

Термостаты-инкубаторы

Арт. 62000



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 82
- Диапазон температур, °C: Ткомн.+1...+65

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2014/1492 от 20.03.2014

Описание

Инкубатор Hettich HettCube 200

HettCube 200 — экономичный и экологически благоприятный инкубатор с хорошо продуманным дизайном. Он создаёт оптимальные условия для роста культур. HettCube 200 идеален для выполнения всех клинических задач.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2014/1492 от 20.03.2014.

Подходит для анализа клинических образцов для выявления бактерий, грибов, дрожжей, незаменим в микробиологических исследованиях.

Потребление энергии инкубатором — 0,045 кВт/ч.

Полезный объем — 82 л.

Параметры тацскрина:

- Отображение заданных и фактических значений параметров.
- Точность настройки — 0,1 °C.
- Таймер.
- Опция выбора языка.
- Диаграмма температур с тремя уровнями увеличения (до 4 недель).
- Специальные сценарии в случае отключения питания.
- Журнал, в котором фиксируются открывания двери, часы работы, сигналы предупреждения.
- ПИН-код.
- До 99 программируемых функций.
- Монитор класса 3.1 для выбора температуры.

Внутренняя камера выполнена из высококачественной нержавеющей стали марки ASTM 304.

На задней панели установлено отверстие для кабеля диаметром 42 мм.

Для данного инкубатора доступны следующие дополнительные опции:

- Параметры для непрерывной работы функции охлаждения.
- Телескопические системы Hettich Tray System (HTS).
- Дополнительная стойка.
- Стойки размерами L и XL.
- Стойка для чашек Петри.
- Пассивное влагоудаление.
- Стеклопанельная дверь.
- Панель подключений на задней стенке.
- Переувлажнение дверных петель.
- Выдвижные ящики.
- Сборка креплений для размещения двух инкубаторов HettCube 200/HettCube 200 R друг на друге.

Обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам для уточнения деталей.

Преимущества

Преимущества инкубатора HettCube 200

- Высокая точность поддержания температуры по всему объёму камеры.
- Температура поддерживается за счёт теплового излучения, предотвращая возникновение точек перегрева. Культуры не пересыхают, и условия внутри инкубатора однородны, что позволяет достичь воспроизводимых результатов.
- Мягкий воздушный поток внутри камеры.
- Эргономичная рабочая и информационная панель.
- Закруглённые захваты на полках.
- Практичная одноручная работа благодаря автоматическому механизму закрытия: при угле открытия менее 90 ° дверь инкубатора автоматически закрывается благодаря магнитному механизму.
- Множество программируемых параметров.
- Программы и настройки температуры можно переносить на другие модели линейки HettCube без дополнительного программного обеспечения.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	62000
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Отрасли	Здравохранение
Объём рабочей камеры, л	82
Диапазон температур, °C	Ткомн.+1...+65
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,1
Время нагрева, мин, не более	3
Количество полок	2
Максимальный шум, дБ	41
Габариты, мм	710×825×970
Вес, кг	92
Электропитание, В	220-240
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.