

Холодильник для хранения крови POZIS XK-400-1

Медицинские и фармацевтические холодильники

Арт. 219CV



Ваша цена

Розница

58 231 руб.

Оптовая цена

57 235 руб.

POZIS

Под заказ

НДС не облагается

- Тип холодильника: для крови
- Форм-фактор холодильника: высокий (напольный)
- Дверцы: непрозрачные металлические
- Температура в холодильнике, °C: 2-6
- Общий объём, л: 400
- Объём холодильной камеры, л: 400

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2010/09094 от 05.12.2023

Описание

Холодильник для хранения крови POZIS XK-400-1

POZIS XK-400-1 предназначен для хранения крови и эритроцитарной массы. В комплект поставки входят 16 кассет для хранения контейнеров с кровью и компонентами.

Особенности POZIS XK-400-1

- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры.
- Система принудительной циркуляции воздуха.
- Металлическая дверь с замком.
- Автоматическое поддержание температуры в камере.
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной.
- Отображение температуры на табло панели управления.
- Отключение вентилятора при открывании двери.

Холодильник имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ и прошёл процедуру валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС.

На POZIS XK-400-1 предоставляются термокарты.

Потребление электроэнергии: 1,42 кВт*ч/сутки.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

219CV

Бренд

POZIS

Страна бренда

Россия

Тип холодильника	для крови
Форм-фактор холодильника	высокий (напольный)
Дверцы	непрозрачные металлические
Температура в холодильнике, °C	2-6
Общий объём, л	400
Объём холодильной камеры, л	400
Количество компрессоров, шт	1
Габариты, мм	1950×610×600
Вес, кг	72
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.