


## Кронштейн для дистиллятора Ливам АЭ-10/АЭ-15

Сопутствующее оборудование и расходные материалы    Арт. АЭ-10/АЭ-15\_кронштейн



### Ваша цена

Розница  
**4 593 руб.**

Оптовая цена  
**4 423 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Кронштейн для дистиллятора АЭ-10/АЭ-15

Кронштейн с подставкой предназначен для настенного крепления аквадистиллятора серии АЭ-10/АЭ-15.

Кронштейн необходимо закрепить на стене строго горизонтально.

Для крепления использовать дюбель-гвозди, входящие в комплект.

Использование кронштейна не по назначению, а также нагрузка посторонними предметами не допускается.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

АЭ-10/АЭ-15\_кронштейн

Бренд

Ливам

Страна бренда

Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.