

## Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

Медицинские весы      Арт. 25055



**Ваша цена**

Розница

**9 700 руб.**

Оптовая цена

**8 555 руб.**



В наличии

**Области применения:**

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 1/2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Размер платформы, мм: 540×290
- Весы предназначены: для новорождённых

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

**Наличие регистрационного удостоверения**

**РЗН 2013/1197 от 25.01.2022**

## Описание

### Медицинские весы Масса-К МК В1-15 «Саша»

МК В1-15 «Саша» используются для взвешивания новорождённых и грудных детей как в детских медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Весы просты в эксплуатации, они помогут осуществлять постоянный контроль за прибавкой веса ребёнка в первые годы его жизни.

Яркая подсветка ЖК-дисплея позволяет производить взвешивание во время ночных кормлений младенца. Результаты взвешивания показываются на индикаторе весов в течение 35-40 секунд после снятия ребёнка с весов. Весы могут отображать разницу результатов двух взвешиваний, что удобно при контроле вскармливания.

У весов есть три интервала взвешивания: до 3 кг (дискретность 1 г), до 6 кг (дискретность 2 г) и до 15 кг (дискретность 5 г). Можно установить массы тары до 5 кг.

Весы зарегистрированы как медицинское изделие и имеют регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; РЗН 2013/1197 от 09.04.2018 г.

Работают от сети либо от встроенного аккумулятора типа СА 628. Аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 94 часов. Полностью разряженный аккумулятор заряжается 9 часов.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

25055

Бренд

Масса-К

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Страна бренда                           | Россия                                             |
| Отрасли                                 | Здравохранение, Для дома, Для кабинета<br>педиатра |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15                                                 |
| Дискретность, г                         | 1/2/5                                              |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 20                                                 |
| Класс точности                          | Средний (III)                                      |
| Размер платформы, мм                    | 540×290                                            |
| Габариты, мм                            | 540×330×105                                        |
| Вес, кг                                 | 3.6                                                |
| Вес в упаковке, кг                      | 4.5                                                |
| Электропитание, В                       | 220                                                |
| Страна производства                     | Россия                                             |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.