

## Медицинский респиратор Faros FR 1310 M с клапаном, класс защиты FFP3

Маски, респираторы и перчатки

• Класс защиты: FFP3



Наличие регистрационного удостоверения

Под заказ



### Описание

#### Медицинский респиратор Faros FR 1310 M с клапаном, класс защиты FFP3

Респиратор Faros FR 1310 M предназначен для защиты от переноса микроорганизмов, крови, биологических жидкостей и воздействия взвешенных в воздухе биологических патогенных частиц. Применяется медицинскими работниками и пациентами во время медицинских, хирургических, стоматологических и изоляционных процедур.

Респиратор представляет собой готовую полумаску, состоящую из пяти разных слоёв специальных материалов и снабжён клапаном выдоха.

Увеличенная площадь фильтрации снижает сопротивление дыханию, повышает уровень комфорта при использовании. Мягкий металл пластины носового зажима позволяет мягко и без усилий обжать материал респиратора по форме переносицы. Благодаря складной конструкции респиратор помещается в карман.

Класс защиты — FFP3 (удерживает не менее 99% вредных веществ).

Респиратор можно применять как в стационарных и лабораторных ЛПУ, так и в домашних условиях, в местах массового скопления людей (на улице, в транспорте, общественных организациях).

Респиратор одноразовый и нестерильный. Не подлежит стерилизации.

### Характеристики

| Параметр:     | Показатель:   |
|---------------|---------------|
| Бренд         | Фарос Гигиена |
| Страна бренда | Россия        |
| Класс защиты  | FFP3          |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.