

## Сменная лампа для лампы Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Прочее оборудование



Ваша цена

Розница

**435 руб.**

Оптовая цена

**376 руб.**

**Сделано  
в России**

В наличии

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

### Описание

#### Запасная лампа к лампе Вуда ОЛДД-01

Люминесцентная лампа FOTON ESL S-2P 9W/BLB/G23 с цоколем G23 подходит для лампы Вуда &laquo;НВ-Мед&raquo; ОЛДД-01. Мощность лампы: 9 Вт.

Для замены лампы не нужно разбирать цоколь, просто аккуратно потяните лампу вверх.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в России

Страна бренда

Россия

Габариты, мм

34×167

Вес, кг

0.005

Страна производства

Китай

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.