

## Тест-полоски 77 Elektronika Labstrip U-11 Plus GL

Анализаторы мочи

Арт. ANA-9910GL-1



- Измеряемые параметры: аскорбиновая кислота, билирубин, глюкоза, кетоны, кровь, лейкоциты, нитриты, общий белок, pH, удельный вес, уробилиноген



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСЗ 2010/07583 от 10.08.2010**

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Тест-полоски 77 Elektronika Labstrip U-11 Plus GL

Тест-полоски Labstrip U-11 Plus GL предназначены для анализаторов мочи LabUMat 2.

Одна упаковка содержит 150 тест-полосок LabStrip U11 Plus GL.

Полоски упакованы в удобный влагозащитный тубус. В каждую упаковку вложен ярлык с серийным номером партии.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07583 от 10.08.2010.

Будьте внимательны при заказе! Эти тест-полоски подходят только для второго поколения анализаторов LabUMat.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ANA-9910GL-1
Бренд	77 Elektronika
Страна бренда	Венгрия
Отрасли	Здравоохранение
Измеряемые параметры	аскорбиновая кислота, билирубин, глюкоза, кетоны, кровь, лейкоциты, нитриты, общий белок, pH, удельный вес, уробилиноген
Страна производства	Венгрия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.