

## Тест-полоски 77 Elektronika Labstrip U-11 Plus

Анализаторы мочи

Арт. ANA-9910-1



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 10 %

- Измеряемые параметры: аскорбиновая кислота, билирубин, глюкоза, кетоны, кровь, лейкоциты, нитриты, общий белок, pH, удельный вес, уробилиноген

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/07583 от 10.08.2010

## Описание

### Тест-полоски 77 Elektronika Labstrip U-11 Plus

Тест-полоски Labstrip U-11 Plus предназначены для анализаторов мочи DocURReader, HandURReader, LabURReader Plus, LabURReader Plus 2 и LabUMat I поколения.

Одна упаковка содержит 150 тест-полосок LabStrip U11 Plus.

Полоски упакованы в удобный влагозащитный тубус. В каждую упаковку вложен ярлык с серийным номером партии.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2010/07583 от 10.08.2010.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ANA-9910-1
Бренд	77 Elektronika
Страна бренда	Венгрия
Отрасли	Здравоохранение

### Измеряемые параметры

аскорбиновая кислота, билирубин, глюкоза,

кетоны, кровь, лейкоциты, нитриты, общий белок

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.