Промывающий раствор URIT D22 для обслуживания анализатора мочи UriLit (флакон 1000 мл)

Анализаторы мочи



Под заказ

Описание

Промывающий раствор URIT D22 для обслуживания анализатора мочи UriLit

Промывающий раствор URIT D22 — ферментативный чистящий раствор, предназначенный для обслуживания автоматических анализаторов мочи. Используется для жёсткой очистки проточной системы анализатора и устранения перекрёстного загрязнения в процессе проведения исследований мочи.

Раствор применяется в качестве чистящего средства для глубокой промывки проточной системы. Его использование позволяет удалять загрязнения из элементов системы, возникающие при последовательном выполнении исследований.

URIT D22 полностью готов к применению и не требует предварительного разведения или дополнительной подготовки. Раствор поставляется в пластиковом флаконе объёмом 1 000 мл.

Промывающий раствор URIT D22 совместим с анализатором мочи URIT UriLit 1600 и другими анализаторами линейки UriLit. Точную совместимость с конкретной моделью рекомендуется определять в соответствии с инструкцией по применению анализатора. После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.

Назначение

• Жёсткая очистка проточной системы автоматических анализаторов мочи.
• Удаление загрязнений из элементов проточной системы.
• Устранение перекрёстного загрязнения в процессе исследования мочи.
• Обслуживание и очистка автоматических анализаторов мочи линейки UriLit.

Особенности

• Ферментативный промывающий раствор для очистки проточной системы.
• Предназначен для жёсткой очистки анализатора.
• Способствует устранению перекрёстного загрязнения при последовательном проведении исследований.
• Полностью готов к применению.
• Не требует предварительного разведения.
• Поставляется в пластиковом флаконе объёмом 1 000 мл.
• Может применяться с другими анализаторами линейки UriLit в соответствии с инструкцией конкретной модели.
• После вскрытия раствор сохраняет стабильность в течение 60 дней.

Состав

• Стабилизатор.
• Поверхностно–активные вещества (ПАВ).
• Буферный раствор.

Технические характеристики

Характеристика	Значение

Тип	Промывающий ферментативный раствор
Назначение	Жёсткая очистка проточной системы автоматических анализаторов мочи
Функция	Очистка проточной системы и устранение перекрёстного загрязнения
Готовность к применению	Готов к применению
Необходимость разведения	Не требуется
Объём	1 000 мл
Форма выпуска	Пластиковый флакон
Стабильность после вскрытия	60 дней
Совместимый анализатор	UriLit 1600
Дополнительная совместимость	Другие анализаторы линейки UriLit согласно инструкции конкретной модели

Преимущества

• Ферментативный промывающий раствор для жёсткой очистки проточной системы анализатора.
• Эффективное удаление загрязнений из элементов проточной системы.
• Снижение риска перекрёстного загрязнения при последовательном выполнении исследований.
• Полностью готов к применению без предварительного разведения.
• Удобная фасовка во флаконе объёмом 1 000 мл.
• Подходит для обслуживания автоматических анализаторов мочи линейки UriLit.
• Совместимость с анализатором мочи URIT UriLit 1600.
• Возможность применения с другими моделями линейки UriLit в соответствии с инструкцией конкретного анализатора.
• Герметичная пластиковая упаковка для удобного хранения и использования раствора.
• Стабильность раствора после вскрытия в течение 60 дней.
• Содержит стабилизатор, поверхностно–активные вещества и буферный раствор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	URIT
Страна бренда	Китай
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.